

Comfort-1 Eco

BEHANDELSTOEL

Instapmodel voor poliklinieken — plasma- en bloedafname, dialyse, infusietherapie

Art.-Nr. 723C1E01

Exclusief leverbaar via Fennema Medical B.V.



Productomschrijving

- De Comfort-1 Eco is speciaal ontwikkeld voor kortdurende medische ingrepen: plasma- en bloedafname, hemodialyse, infusietherapie, dagchirurgie en chemotherapie.
- Het verticale voetsteunontwerp maakt instappen van voren eenvoudiger; opklapbare armleuningen maken instappen van opzij mogelijk.
- Gebruiksvriendelijke afstandsbediening met spatwaterdichte behuizing (IPX6).
- Keuze uit meer dan 40 verschillende bekledingskleuren.
- Gelijktijdige verstelling van rugleuning en beensteun voor snelle positionering.
- Speciale Trendelenburg-knop voor veilige herpositionering in noodsituaties.

Optionele accessoires

Omschrijving	Art.-Nr.
Comfort-T2 multifunctionele tafel	713M009
In hoogte verstelbare armleuning (één paar)	713M010
Gasveersysteem in armleuning (één paar)	713M011
Universele houder voor tablets en smartphones	713M013
4 × Ø 10 cm zwenkwielen met totaalvergrendeling	713M021
Universele duwbeugel voor transport in elke positie	713M027
Papierrolhouder	713M033
Infuusstandaard (IV-paal) met hoogteafstelling	713M038
Kunststof zijrail (één paar)	713M066
Extra grote 20 cm voorwielen voor transportfunctie	713M086
Gemotoriseerde beensteun (2e motor)	713M092
EPN-kit incl. multicontactpen — STERK AANBEVOLEN VOOR DIALYSE	713E004

USB-laadeenheid voor smartphones (5V, 1A)	713E009
Oplaadbare accu voor stroomuitval (24V DC)	713E024
Vierkant hoofdkussensloopje	713U012
3-segmenten bekleding individuele kleurcombinatie (40+ kleuren TUNDRA)	713U040
Transparante beschermhoes voor korte beensteun	713U029

Technische specificaties

Zithoogte (vast)	55 cm	Wielmaat	4 × Ø 7,5 cm dubbelwielen met totaalvergrendeling
Rugleuning instelbereik	80° (–7° in Trendelenburg)	Gewicht stoel	55 kg
Zitting kanteling (vast)	7°	Maximale belasting	180 kg
Beensteun instelling	85°	Netspanning	100–240V AC, 50/60 Hz
Bekleding afmeting	L 190 × B 60 × H 9,5 cm	Motoren	24V DC, IP44
ArMLEuning afmeting	L 57 × B 15 × H 6,5 cm	Framekleur	RAL 9001
Afmetingen zitpositie	L 103 × B 92,5 × H 129 cm	Richtlijn	MDR (EU) 2017/745

