

Comfort-2 Flex

BEHANDELSTOEL

Hoogste comfort, aantrekkelijk design — met kantelfunctie volledige zitting

Art.-Nr. 723C2F00

Exclusief leverbaar via Fennema Medical B.V.



Productomschrijving

- De Comfort-2 Flex behandelstoelen zijn ontworpen om artsen en medisch personeel te ondersteunen bij hun werkzaamheden.
- Ze verhogen het comfort van de patiënt aanzienlijk en helpen spanning tijdens de behandeling te verlichten.
- Meerdere optionele accessoires voor een optimale keuze.

Optionele accessoires

Omschrijving	Art.-Nr.
EPN-kit incl. multicontactpen — STERK AANBEVOLEN VOOR DIALYSE	713E004
Oplaadbare accu voor stroomuitval (24V DC)	713E006
Leeslamp met LED-verlichting	713E008
USB-laadeenheid (5V, 1A)	713E009
Aansluitkabel (3m) potentiaalverevening (EPN)	713E012
Comfort-T2 multifunctionele tafel	713M009
In hoogte verstelbare armleuning (één paar)	713M010
Gasveersysteem in armleuning (één paar)	713M011
Duwbeugel	713M012
Universele houder voor tablets en smartphones	713M013
4 × Ø 10 cm zwenkwielen met totaalvergrendeling	713M021
Gemotoriseerde voetsteun	713M032
Papierrolhouder	713M033
Infuusstandaard (IV-paal) met hoogteafstelling	713M038
DuoShape bekleding individuele kleurcombinatie (40 kleuren) TUNDRA	713U026

DuoShape bekleding 110 mm dik, individuele kleurcombinatie TUNDRA	713U032
DuoShape bekleding met traagschuim, individuele kleurcombinatie TUNDRA	713U034
DuoShape bekleding vlamvertragend kunstleer (15 kleuren) PALMA	713U035

Technische specificaties

Vaste zithoogte	62 cm	Wielmaat	4 × Ø 7,5 cm dubbelwielen met totaalvergrendeling
Rugleuning instelbereik	80° (–15° in Trendelenburg)	Gewicht stoel	63 kg
Zitting kanteling	14°	Maximale belasting	200 kg
Beensteun instelling	30°	Netspanning	100–240V AC, 50/60 Hz
Voetsteun instelling	25 cm	Motoren	24V DC, IPX6
Bekleding afmeting	L 210 × B 60 × H 9,5 cm	Framekleur	RAL 9001
Armleuning afmeting	L 57 × B 15 × H 6,5 cm	Richtlijn	MDR (EU) 2017/745



Fennema Medical B.V. • Leusden • KvK 83391819 • 06-381 439 52 • menno@fennemamedical.nl •
fennemamedical.nl • dialysestoel.com