

Comfort-3 Eco

BEHANDELSTOEL

Slanke uitvoering — minder ruimtebeslag

Art.-Nr. 723C3E00

Exclusief leverbaar via Fennema Medical B.V.



Productomschrijving

- De Comfort-3 Eco behandelstoelen zijn ontworpen om artsen en medisch personeel te ondersteunen bij hun werkzaamheden.
- Ze verhogen het comfort van de patiënt aanzienlijk en helpen spanning tijdens de behandeling te verlichten.
- Slanke uitvoering — minder benodigde vloeroppervlakte. Meerdere optionele accessoires voor een optimale keuze.

Optionele accessoires

Omschrijving	Art.-Nr.
EPN-kit incl. multicontactpen — STERK AANBEVOLEN VOOR DIALYSE	713E004
Trendelenburg voetschakelaar aan beide zijden	713E005
Oplaadbare accu voor stroomuitval (24V DC)	713E006
Leeslamp met LED-verlichting	713E008
USB-laadeenheid (5V, 1A)	713E009
Aansluitkabel (3m) potentiaalverevening (EPN)	713E012
Comfort-T2 multifunctionele tafel	713M009
In hoogte verstelbare armleuning (één paar)	713M010
Gasveersysteem in armleuning (één paar)	713M011
Duwbeugel	713M012
Universele houder voor tablets en smartphones	713M013
Handgreep aan beide zijden van de zitting	713M014
Gemotoriseerde hoogteafstelling	713M017
Centraalrem met 4 × Ø 7,5 cm dubbelwielen	713M020

4 × Ø 10 cm zwenkwielen met totaalvergrendeling	713M021
Papierrolhouder	713M033
Infuusstandaard (IV-paal) met hoogteafstelling	713M038
DuoShape bekleding individuele kleurcombinatie (40 kleuren) TUNDRA	713U026
3-segmenten bekleding individuele kleurcombinatie TUNDRA	713U040

Technische specificaties

Vaste zithoogte	55 cm	Wielmaat	4 × Ø 7,5 cm dubbelwielen met totaalvergrendeling
Optioneel hoogte verstelbaar	55–70 cm	Gewicht stoel	60 kg
Rugleuning instelbereik	80° (–14° in Trendelenburg)	Maximale belasting	200 kg
Zitting kanteling	14°	Netspanning	100–240V AC, 50/60 Hz
Beensteun instelling	90°	Motoren	24V DC, IPX6
Afmetingen zitpositie	L 99 × B 92,5 × H 139 cm	Framekleur	RAL 9001
Bekleding afmeting	L 195 × B 60 × H 9,5 cm	Richtlijn	MDR (EU) 2017/745



Fennema Medical B.V. • Leusden • KvK 83391819 • 06-381 439 52 • menno@fennemamedical.nl •
fennemamedical.nl • dialysestoel.com