

# Comfort-3 Flex

## BEHANDELSTOEL

*Meest gevraagd model*

**Art.-Nr. 723C3F01**

Exclusief leverbaar via Fennema Medical B.V.



## Productomschrijving

- De Comfort-3 Flex is het meest gevraagde model in het Fennema Medical portfolio.
- Slanke uitvoering met minder benodigde vloeroppervlakte.
- De stoelen verhogen het comfort van de patiënt aanzienlijk en helpen spanning tijdens de behandeling te verlichten.
- Meerdere optionele accessoires voor een optimale keuze.

## Optionele accessoires

| Omschrijving                                                  | Art.-Nr. |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| EPN-kit incl. multicontactpen — STERK AANBEVOLEN VOOR DIALYSE | 713E004  |
| Trendelenburg voetschakelaar aan beide zijden                 | 713E005  |
| Oplaadbare accu voor stroomuitval (24V DC)                    | 713E006  |
| Leeslamp met LED-verlichting                                  | 713E008  |
| USB-laadeenheid (5V, 1A)                                      | 713E009  |
| Aansluitkabel (3m) potentiaalverevening (EPN)                 | 713E012  |
| Comfort-T2 multifunctionele tafel                             | 713M009  |
| In hoogte verstelbare armleuning (één paar)                   | 713M010  |
| Gasveersysteem in armleuning (één paar)                       | 713M011  |
| Duwbeugel                                                     | 713M012  |
| Universele houder voor tablets en smartphones                 | 713M013  |
| Handgreep aan beide zijden van de zitting                     | 713M014  |
| Gemotoriseerde hoogteafstelling                               | 713M017  |
| Centraalrem met 4 × Ø 7,5 cm dubbelwielen                     | 713M020  |

|                                                                        |         |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| 4 × Ø 10 cm zwenkwielen met totaalvergrendeling                        | 713M021 |
| Gemotoriseerde voetsteun                                               | 713M032 |
| Papierrolhouder                                                        | 713M033 |
| Infuusstandaard (IV-paal) met hoogteafstelling                         | 713M038 |
| Handmatige snelontgrendeling rugleuning voor reanimatie (CPR)          | 713M083 |
| DuoShape bekleding individuele kleurcombinatie (40 kleuren) TUNDRA     | 713U026 |
| DuoShape bekleding 110 mm dik, individuele kleurcombinatie TUNDRA      | 713U032 |
| DuoShape bekleding met traagschuim, individuele kleurcombinatie TUNDRA | 713U034 |
| DuoShape bekleding vlamvertragend kunstleer (15 kleuren) PALMA         | 713U035 |

## Technische specificaties

|                                     |                             |                              |                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Vaste zithoogte</b>              | 62 cm                       | <b>Afmetingen zitpositie</b> | L 145 × B 87,5 cm                                 |
| <b>Optioneel hoogte verstelbaar</b> | 55–70 cm                    | <b>Wielmaat</b>              | 4 × Ø 7,5 cm dubbelwielen met totaalvergrendeling |
| <b>Rugleuning instelbereik</b>      | 80° (–14° in Trendelenburg) | <b>Gewicht stoel</b>         | 65 kg                                             |
| <b>Zitting kanteling</b>            | 14°                         | <b>Maximale belasting</b>    | 200 kg                                            |
| <b>Beensteun instelling</b>         | 30°                         | <b>Netspanning</b>           | 100–240V AC, 50/60 Hz                             |
| <b>Voetsteun instelling</b>         | 25 cm                       | <b>Motoren</b>               | 24V DC, IPX6                                      |
| <b>Bekleding afmeting</b>           | L 210 × B 60 × H 9,5 cm     | <b>Framekleur</b>            | RAL 9001                                          |
| <b>Armleuning afmeting</b>          | L 57 × B 15 × H 6,5 cm      | <b>Richtlijn</b>             | MDR (EU) 2017/745                                 |

