

Comfort-3 Scale

BEHANDELSTOEL

Behandelstoel met geïntegreerde weegschaal —
nauwkeurigheid 100 gram

Art.-Nr. 723C3W00

Exclusief leverbaar via Fennema Medical B.V.



Productomschrijving

- De Comfort-3 Scale behandelstoelen zijn ontworpen om artsen en medisch personeel te ondersteunen bij hun werkzaamheden.
- Ze verhogen het comfort van de patiënt aanzienlijk en helpen spanning tijdens de behandeling te verlichten.
- Hoognauwkeurig weegmeetsysteem conform richtlijn 2014/31/EU voor medische toepassingen.

Optionele accessoires

Omschrijving	Art.-Nr.
EPN-kit incl. multicontactpen — STERK AANBEVOLEN VOOR DIALYSE	713E004
Trendelenburg voetschakelaar aan beide zijden	713E005
Oplaadbare accu voor stroomuitval (24V DC)	713E006
Aansluitkabel (3m) potentiaalverevening (EPN)	713E012
In hoogte verstelbare armleuning (één paar)	713M010
Gasveersysteem in armleuning (één paar)	713M011
Duwbeugel	713M012
Gemotoriseerde voetsteun	713M032
Papierrolhouder	713M033
Gemotoriseerde hoogteafstelling	713M049
Infuusstandaard (IV-paal)	713M054
DuoShape bekleding vlamvertragend kunstleer (15 kleuren) PALMA	713U035

Technische specificaties

Vaste zithoogte	58 cm	Weegnauwkeurigheid	100 g
Optioneel hoogte verstelbaar	62–75 cm	Afmetingen zitpositie	L 145 × B 92,5 × H 145 cm
Rugleuning instelbereik	80° (–14° in Trendelenburg)	Wielmaat	4 × Ø 7,5 cm dubbelwielen met totaalvergrendeling
Zitting kanteling	14°	Gewicht stoel	90 kg
Beensteun instelling	30°	Maximale belasting	200 kg
Voetsteun instelling	25 cm	Netspanning	100–240V AC, 50/60 Hz
Bekleding afmeting	L 210 × B 60 × H 9,5 cm	Motoren	24V DC, IPX4
Armleuning afmeting	L 57 × B 15 × H 6,5 cm	Richtlijn	2014/31/EU, 93/42/EEG

