

Comfort-4 Battery

BEHANDELSTOEL

Volledig accugestuurd — geen wandcontact nodig — maximale flexibiliteit

Art.-Nr. 723C4B00

Exclusief leverbaar via Fennema Medical B.V.



Productomschrijving

- De Comfort-4 Battery is volledig accugestuurd — geen wandcontact nodig. Ideaal voor ruimtes zonder vaste stroomaansluitingen.
- Ontworpen om artsen en medisch personeel te ondersteunen, met maximaal patiëntcomfort.
- Meerdere optionele accessoires voor een optimale keuze.

Optionele accessoires

Omschrijving	Art.-Nr.
EPN-kit incl. multicontactpen — STERK AANBEVOLEN VOOR DIALYSE	713E004
Trendelenburg voetschakelaar aan beide zijden	713E005
Aansluitkabel (3m) potentiaalverevening (EPN)	713E012
Leeslamp met flexibele arm	713E013
Comfort-T2 multifunctionele tafel	713M009
In hoogte verstelbare armleuning (één paar)	713M010
Gasveersysteem in armleuning (één paar)	713M011
Duwbeugel	713M012
Universele houder voor tablets en smartphones	713M013
Papierrolhouder	713M033
Infuusstandaard (IV-paal) met hoogteafstelling	713M038
Centraalrem met 4 × Ø 10 cm dubbelwielen	713M040
Centraalrem totaal- en richtingsvergrendeling, 4 × Ø 12,5 cm	713M041
DuoShape bekleding individuele kleurcombinatie (40 kleuren) TUNDRA	713U026
DuoShape bekleding met traagschuim, individuele kleurcombinatie	713U034

TUNDRA	
DuoShape bekleding vlamvertragend kunstleer (15 kleuren) PALMA	713U035

Technische specificaties

Zithoogte instelling	55–77 cm	Wielmaat	4 × Ø 10 cm zwenkwielen, individueel vergrendeld
Rugleuning instelbereik	80° (–13° in Trendelenburg)	Gewicht stoel (netto)	80 kg
Zitting kanteling	20°	Maximale belasting	200 kg
Beensteun instelling	30°	Motoren	24V DC, IPX6
Voetsteun instelling	25 cm (gemotoriseerd)	Netspanning	230V, 50/60 Hz (100V/120V opt.)
Bekleding afmeting	L 210 × B 60 × H 9,5 cm	Accu back-up	24V / 1,2 Ah
Armleuning afmeting	L 57 × B 15 × H 6,5 cm	Richtlijn	MDR (EU) 2017/745



Fennema Medical B.V. • Leusden • KvK 83391819 • 06-381 439 52 • menno@fennemamedical.nl •
fennemamedical.nl • dialysestoel.com