

Comfort-4 Eco

BEHANDELSTOEL

Hoogste comfort, aantrekkelijk design — functionaliteit en veiligheid

Art.-Nr. 723C4E00

Exclusief leverbaar via Fennema Medical B.V.



Productomschrijving

- De Comfort-4 Eco behandelstoelen zijn ontworpen om artsen en medisch personeel te ondersteunen bij hun werkzaamheden.
- Ze verhogen het comfort van de patiënt aanzienlijk en helpen spanning tijdens de behandeling te verlichten.
- Meerdere optionele accessoires voor een optimale keuze.

Optionele accessoires

Omschrijving	Art.-Nr.
EPN-kit incl. multicontactpen — STERK AANBEVOLEN VOOR DIALYSE	713E004
Trendelenburg voetschakelaar aan beide zijden	713E005
Oplaadbare accu voor stroomuitval (24V DC)	713E006
Leeslamp met LED-verlichting	713E008
USB-laadeenheid (5V, 1A)	713E009
Aansluitkabel (3m) potentiaalverevening (EPN)	713E012
Comfort-T2 multifunctionele tafel	713M009
In hoogte verstelbare armleuning (één paar)	713M010
Gasveersysteem in armleuning (één paar)	713M011
Duwbeugel	713M012
Papierrolhouder	713M033
Gemotoriseerde voetsteun (upgrade van handmatig)	713M036
Infuusstandaard (IV-paal) met hoogteafstelling	713M038
Centraalrem met 4 × Ø 10 cm dubbelwielen	713M040
DuoShape bekleding individuele kleurcombinatie (40 kleuren) TUNDRA	713U026

DuoShape bekleding met traagschuim, individuele kleurcombinatie TUNDRA	713U034
DuoShape bekleding vlamvertragend kunstleer (15 kleuren) PALMA	713U035

* Afhankelijk van de instelling van armleuning en voetsteun.

Technische specificaties

Zithoogte instelling	55–77 cm	ArMLEuning afmeting	L 57 × B 15 × H 6,5 cm
Rugleuning instelbereik	80° (–13° in Trendelenburg)	Wielmaat	4 × Ø 10 cm zwenkwielen
Zitting kanteling	20°	Gewicht stoel	80 kg
Beensteun instelling	30°	Maximale belasting	200 kg
Voetsteun instelling	25 cm (handmatig)	Netspanning	100–240V AC, 50/60 Hz
Afmetingen zitpositie	L 145 × B 92,5 of 80,5 cm*	Motoren	24V DC, IPX6
Bekleding afmeting	L 210 × B 60 × H 9,5 cm	Richtlijn	MDR (EU) 2017/745



Fennema Medical B.V. • Leusden • KvK 83391819 • 06-381 439 52 • menno@fennemamedical.nl •
fennemamedical.nl • dialysestoel.com