

Comfort-4 Plus

BEHANDELSTOEL

TÜV-goedgekeurd — Intelligent besturingssysteem —
Hoogste veiligheidsklasse

Art.-Nr. 723C4P00

Exclusief leverbaar via Fennema Medical B.V.



Productomschrijving

- De Comfort-4 Plus is TÜV-goedgekeurd — de hoogste onafhankelijke keuringsnorm voor medische apparatuur.
- Het Intelligent Control System biedt uitgebreide comfort- en veiligheidsfuncties.
- Ontworpen voor maximaal patiëntcomfort tijdens langdurige behandelingen.

Optionele accessoires

Omschrijving	Art.-Nr.
Trendelenburg voetschakelaar aan beide zijden	713E005
Aansluitkabel (3m) potentiaalverevening (EPN)	713E012
Leeslamp met LED-verlichting	713E014
Oplaadbare accu voor stroomuitval (24V DC)	713E015
SSP motorbesturing — Soft Start-Stop Process	713E017
4-kanaals audio-unit (ingebouwd in bedieningskast)	713E018
Hoofddeun met ingebouwde stereoluidsprekers (alleen i.c.m. 713E018)	713E019
Ingebouwde medische voedingseenheid (9–12V DC)	713E020
Comfort-T2 multifunctionele tafel	713M009
In hoogte verstelbare armleuning (één paar)	713M010
Gasveersysteem in armleuning (één paar)	713M011
Duwbeugel	713M012
Gemotoriseerde voetsteun	713M032
Infuusstandaard (IV-paal) met hoogteafstelling	713M038
Centraalrem met 4 × Ø 10 cm dubbelwielen	713M040

DuoShape bekleding individuele kleurcombinatie (40 kleuren) TUNDRA	713U026
DuoShape bekleding met traagschuim, individuele kleurcombinatie TUNDRA	713U034
DuoShape bekleding vlamvertragend kunstleer (15 kleuren) PALMA	713U035

* Afhankelijk van de instelling van armleuning en voetsteun.

Technische specificaties

Zithoogte instelling	55–77 cm	ArMLEuning afmeting	L 57 × B 15 × H 6,5 cm
Rugleuning instelbereik	80° (–13° in Trendelenburg)	Wielmaat	4 × Ø 10 cm zwenkwielen
Zitting kanteling	20°	Gewicht stoel (netto)	80 kg
Beensteun instelling	30°	Maximale belasting	200 kg
Voetsteun instelling	25 cm (handmatig)	Netspanning	230V, 50/60 Hz (100V/120V opt.)
Afmetingen zitpositie	L 145 × B 92,5 of 80,5 cm*	Motoren	24V DC, IPX6
Bekleding afmeting	L 210 × B 60 × H 9,5 cm	Richtlijn	MDR (EU) 2017/745



Fennema Medical B.V. • Leusden • KvK 83391819 • 06-381 439 52 • menno@fennemamedical.nl • fennemamedical.nl • dialysestoel.com