

Comfort-4 Scale

BEHANDELSTOEL

Behandelstoel met geïntegreerde weegschaal — Intelligent besturingssysteem

Art.-Nr. 7130368W

Exclusief leverbaar via Fennema Medical B.V.



Productomschrijving

- De Comfort-4 Scale heeft een intelligent besturingssysteem met microprocessor en ingebouwde medisch goedgekeurde voedingseenheid voor de weegschaal.
- Hoog nauwkeurig weegmeetsysteem conform richtlijn 2014/31/EU — aangeduid met M-markering.
- Ontworpen om artsen en medisch personeel te ondersteunen bij hun werkzaamheden.

Optionele accessoires

Omschrijving	Art.-Nr.
Comfort-T1 nachttafeltje	6200501
4-kanaals audio-unit (ingebouwd in bedieningskast)	7130400
Centraalrem met 4 × Ø 10 cm dubbelwielen	7130402
Gemotoriseerde voetsteun	7130404
Leeslamp met flexibele arm	7130408
SSP motorbesturing voor soepele werking	7130409
Oplaadbare accu voor stroomuitval	7130650
DuoShape bekleding vlamvertragend kunstleer PALMA NF	7130692
In hoogte verstelbare armleuning (één paar)	7130800
Gasveersysteem in armleuning (één paar)	7130810
Duwbeugel (roestvrijstalen handgreep)	7130811
Optioneel verstevigd frame voor 250 kg patiëntbelasting	7130848

Technische specificaties

Zithoogte instelling	54–76 cm	Wielmaat	4 × Ø 10 cm zwenkwielen met totaalvergrendeling
Rugleuning instelbereik	80° (–13° in Trendelenburg)	Gewicht stoel	95 kg
Zitting kanteling	20°	Maximale belasting	200 kg (opt. 250 kg)
Beensteun instelling	30°	Weegnauwkeurigheid	100 g
Voetsteun instelling	29 cm	Netspanning	230V, 50/60 Hz (110V/127V opt.)
Bekleding afmeting	L 215 × B 60 × H 9,5 cm	Motoren	24V DC, IP66
Armleuning afmeting	L 57 × B 17 cm	Richtlijn	2014/31/EU, 93/42/EEG



Fennema Medical B.V. • Leusden • KvK 83391819 • 06-381 439 52 • menno@fennemamedical.nl •
fennemamedical.nl • dialysestoel.com