

# DiaCare-3

## BEHANDELSTOEL

*Specialistische dialysestoel voor de dialyseafdeling*

**Art.-Nr. 713DC300**

Exclusief leverbaar via Fennema Medical B.V.



## Productomschrijving

- De DiaCare-3 is speciaal ontwikkeld voor de dialyseafdeling — de constructie neemt 25–30% minder vloeroppervlakte in beslag dan een ziekenhuisbed.
- Het design creëert een vriendelijke sfeer die vertrouwen, veiligheid en netheid uitstraalt, gecombineerd met uitnodigende warmte.
- Modulair systeem — volledig aanpasbaar in design en intelligente comfort- en veiligheidsfuncties.
- Handen-vrije Trendelenburg voetschakelaars aan beide zijden van het onderstel.
- Volledige werking op accu bij stroomuitval — met geluidsalarm. Noodstopknop op de rugleuning.
- USB-lader voor mobiele apparaten ingebouwd.

*Meer dan 50 kleurcombinaties beschikbaar op aanvraag. Neem contact op met Fennema Medical voor kleuradvies.*

## Technische specificaties

|                                    |                               |                           |                                             |
|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Zithoogte instelling</b>        | 55–77 cm                      | <b>Wielmaat</b>           | 4 × Ø 10 cm<br>dubbelwielen,<br>centraalrem |
| <b>Rugleuning<br/>instelbereik</b> | 80° (–13° in TRB-<br>positie) | <b>Maximale belasting</b> | 200 kg                                      |
| <b>Zitting kanteling</b>           | 20°                           | <b>Netspanning</b>        | 100–240V, 50/60 Hz,<br>IPX6                 |
| <b>Beensteun instelling</b>        | 30°                           | <b>Framekleur</b>         | RAL9001 of RAL7037<br>grijs                 |
| <b>Voetsteun instelling</b>        | 20 cm (gemotoriseerd)         | <b>Richtlijn</b>          | MDR (EU) 2017/745                           |
| <b>Afmetingen<br/>zitpositie</b>   | L 142 × B 92 cm               |                           |                                             |
| <b>Bekleding afmeting</b>          | L 220 × B 60 × H 9,5<br>cm    |                           |                                             |

|                        |                |  |  |
|------------------------|----------------|--|--|
| Armleuning<br>afmeting | L 60 × B 15 cm |  |  |
|------------------------|----------------|--|--|



Fennema Medical B.V. • Leusden • KvK 83391819 • 06-381 439 52 • menno@fennemamedical.nl •  
fennemamedical.nl • dialysestoel.com