

MobiDock 210

Dockingstation

Mobiel infusie- en dockingstation — licht, betrouwbaar en flexibel

Art.-Nr. 6300001

Exclusief leverbaar via Fennema Medical B.V.



Productomschrijving

- De MobiDock 210 is een licht en betrouwbaar mobiel dockingstation voor het monteren van pompen — tot maximaal vier eenheden standaard, optioneel uitbreidbaar tot 12.
- Stabiele basis met hoogwaardige wielen met totaalrem.
- In hoogte verstelbare IV-paal voor infuusflessen en -zakken.
- Ergonomische handgreep voor eenvoudige manoeuvreerbaarheid.
- Ruimtebesparend basisontwerp voor compacte opslag.

Technische specificaties

Materiaal basis	Poedercoated hoog-treksterkte staal	Totaal gewicht (netto)	16,5 kg
Materiaal IV-paal	Roestvrij staal	Wielmaat	4 × Ø 10 cm zwenkwielen met totaalvergrendeling
Flessenhouder	Vier kunststof haken	Draagvermogen per haak	2 kg
IV-paal hoogte instelling	1.517–2.177 mm	Totaal draagvermogen	30 kg
Afmeting dockingpaal	Ø 28 × 820 mm	Kleur	RAL 9001
Basisafmeting	670 × 540 mm	Richtlijn	93/42/EEG en geharmoniseerde normen



Fennema Medical B.V. • Leusden • KvK 83391819 • 06-381 439 52 • menno@fennemamedical.nl •
fennemamedical.nl • dialysestoel.com